

Avec sa conception ergonomique, la poire rectale permet un nettoyage intime tout en douceur et en sécurité. Son embout facilite l'insertion et assure un confort optimal, tandis que sa poire flexible offre un contrôle facile du débit d'eau pour une expérience agréable et hygiénique.

Mode d'emploi

Préparation : Remplissez la poire avec de l'eau tiède (ni trop chaude ni trop froide) pour éviter toute irritation. Vérifiez que l'embout est bien fixé et propre avant chaque utilisation.

Lubrification : Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur l'embout et autour de l'anus pour faciliter une insertion douce et confortable.

Position : Adoptez une position confortable : accroupie, assise sur les toilettes, ou debout avec une jambe légèrement relevée. Détendez les muscles avant d'insérer l'embout doucement.

Utilisation : Insérez lentement l'embout dans l'anus. Pressez délicatement la poire pour libérer l'eau. Ne forcez jamais et arrêtez

immédiatement en cas de douleur. Ne forcez jamais et arrêtez immédiatement en cas de douleur. Laissez l'eau agir quelques secondes, puis allez aux toilettes pour expulser. Répétez 1 à 3 fois si nécessaire, jusqu'à ce que l'eau ressorte claire.

Après utilisation : Lavez soigneusement la poire et l'embout à l'eau tiède savonneuse, puis rincez et laissez sécher à l'air libre. Vous pouvez utiliser un désinfectant doux ou un nettoyant comme Stéri-Clean pour une hygiène optimale. Évitez d'utiliser la douche anale plus d'une fois par jour, afin de préserver la flore naturelle et éviter les irritations.

Conseil : Attendez au moins 30 à 60 minutes avant une activité sexuelle anale, pour permettre à l'eau résiduelle de s'évacuer complètement.

Garantie

Pour toute information concernant la garantie de votre produit, veuillez consulter notre site internet : **floravi.com**. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires : **info@floravi.com**

Floravi

RECTAL CLEANSING BULB
POIRE RECTALE



User guide

Guide d'utilisation

With its ergonomic design and soft silicone texture, the rectal cleansing bulb allows for gentle and safe intimate cleansing. Its nozzle ensures easy insertion and optimal comfort, while the squeezable bulb offers simple control of the water flow for a pleasant and hygienic experience.

Instructions for use

Preparation : Fill the bulb with lukewarm water – avoid water that's too hot or too cold to ensure comfort. Check that the nozzle is firmly attached and clean before each use.

Lubrication : Apply a water-based lubricant to the nozzle and around the anus to allow for smooth and comfortable insertion.

Position : Choose a comfortable position: squatting, sitting on the toilet, or standing with one leg slightly raised. Relax your muscles before gently inserting the nozzle.

Usage : Insert the nozzle slowly and carefully. Gently squeeze the bulb to release the water. Never force it, and stop immediately if you feel any discomfort.

Hold the water for a few seconds, then expel it while seated on the toilet. Repeat 1 to 3 times if necessary, until the water runs clear.

After Use : Wash the bulb and nozzle thoroughly with warm, soapy water, rinse, and let air dry. You may also use a gentle disinfectant or toy cleaner such as Stéri-Clean for optimal hygiene. Avoid using the douche more than once per day to protect the natural flora and prevent irritation.

Additional Tip : Wait at least 30–60 minutes before anal play, allowing any residual water to be fully expelled.

Warranty

For more information about your product's warranty, please visit our website: **floravi.com**.

For any questions or feedback, contact us at: **info@floravi.com**.

floravi.com f @ / floraviCanada

Rectal Cleansing Bulb

Capacity of 150 ml

Anti-backflow design

Comfortable tip

Easy-to-insert

Soft texture

Poire rectale

Capacité de 150 ml

Design anti refluxement

Embout confortable

Facile à insérer

Texture douce
